


CelExplorer Labs.

FocusClear 澄清液

適用於軟的生物組織：使顯微觀察之樣品變透明




上圖為500 μm厚度的腦組織樣品

1A: 置於生理食鹽水中, 呈現不透明狀

1B~1C: 置於 FocusClear 澄清液中處理, 樣品逐漸變成透明

讓您的螢光顯微觀察更**清晰**; 更**深入**



2A: 一般之螢光顯微觀察

2B: 樣品經過 FocusClear 澄清液處理後所得之清晰的螢光顯微影像, 同時可觀察樣品更深層之影像(可達600 μm)

台灣總代理:

東生生物科技有限公司

Tel: 02-2831-3061

Fax: 02-2831-6374

04-2470-2460

E-mail: bio.east@msa.hinet.net

www.bio-east.com

06-311-4690